



19 | 20

目录册

- 中文 -



注射



手术



骨科



住院护理



抓捕



防护



清洁



牲畜



美容

génia
专业兽医的首选



■ GÉNIA, 源自未来

Génia是法国领先的专门为宠物健康护理专家（宠物医生、育种家、医药企业等）提供医疗器械的设备制造商。经过70多年的发展，Génia已成为专业生产高端 兽医用有机树脂注射器的行业领先者。

虽然在我们发展的最初阶段，我们一直以畜牧类产品而闻名于世，但在近15年来，我们一直致力于通过改进和创新来使我们在犬科动物类的产品达到相同的质量水准。

宠物健康护理专家，宠物医生们丰富的专业知识一直是我们的产品创新和完善的源泉。至今我们销售有超过2500款产品，9大系列：注射，清洁，手术，骨科，防护，牲畜，抓捕，美容，住院护理。同时，我们也已开展出口业务超过25年，服务全球70多个国家和地区，并在澳洲、北美和中国设有子公司。

■ 知密亚， 您的中国合作伙伴

成立于2014年，作为一家位于广东中山的外商独资企业，知密亚是Génia的全资子公司及其在中国的独家经销商。我们的使命是为您提供Génia在宠物医疗方面丰富的专业知识，同时为您提供一系列创新的兽医医疗器械及耗材，以期能够简化您的生活，改善您的行医体验。


génia

知密亚

■ 优化物流， 以保证服务素质



自2007年以来，我们执行ISO9001质量认证体系，从原材料采购到运输环节的控制以确保库存的质量稳定与最佳可用性。





摘要

● 注射	4
● 手术	8
● 防护	11
● 住院护理	13
● 骨科	22

■ PERFUVET® DUO

针对小动物的超长输液器，带两个注射端设计。

- 若注射端不易触及或患病宠物具攻击性时，此款产品会是手术的理想选择。
- 精确的流量调节器。

产品编码 x 12	产品描述
157395	输液器
	外包装: 12盒/箱.




■ PERFUVET® PLUG

专门针对小动物的超长输液器，带两个注射端设计。若注射端不易触及或住院动物具攻击性时，此款产品会是手术的理想选择。

- 200cm超长PVC软管。
- 鲁尔接头在第一个注射端5cm处，可方便切断输液移动动物。
- 两个注射端分别位于距远端盖帽的15厘米和110厘米处。
- 透明柔软的滴水室便于控制流量，也易于启动。
- 锋利的刺尖使得容易插入各类输液瓶。
- 带可关闭通风口设计。
- 校准：20滴/1毫升。
- 远端盖帽鲁尔接头。
- 精密流量控制辊夹。

标准包装：12个/盒。可快速组装，并在无菌袋中带有2个独立包装的盖帽。

产品编码 x 12	产品描述
157397	输液器
	外包装: 12盒/箱.




■ PERFUVET® MICRO

高精度微型 IV 输液器，带两个注射端口，适用非常小的动物（如小狗，小猫，异宠）。

- 200cm 超长 PVC 软管。
- 两个注射端口分别位于距鲁尔接口端的 20cm 和 110cm 处。

标准独立灭菌包装：12 个/盒。

产品编码 x 12	产品描述
157398	微型输液器
	外包装： 12 盒/箱。



■ K-STAR® 输液管防夹器

用于 PERFUVET® 系列的输液管防夹器。

- 防止挤压输液管。
- 有助于固定导管。

标准包装：50 个/包。



快速安装 | 容易使用 |

产品编码 x 50	产品描述
191052	K-STAR® - 输液管防夹器



DISPOJECT®


注射针头

不锈钢, 无菌, 一次性皮下注射针头。

• 不含乳胶, 不含DEHP塑化剂。

标准包装: 100个/盒。

产品编码 x 100	长度	尺寸 (G)
147752 ●	16 x 0,5 mm	25 G x 5/8"
147754 ●	16 x 0,6 mm	23G x 5/8"
147757 ●	16 x 0,7 mm	22G x 5/8"
147758 ●	32 x 0,7 mm	22G x 1 1/4"
147762 ●	16 x 0,8 mm	21G x 5/8"
147764 ●	25 x 0,8 mm	21G x 1"
147772 ●	38 x 0,9 mm	20G x 1 1/2"
147774 ●	25 x 1,1 mm	19G x 1"
147776 ●	38 x 1,1 mm	19G x 1 1/2"
147780 ●	38 x 1,2 mm	18G x 1 1/2"



超尖锐 | 兽医级别质量 |





UROLENE® CAT


猫用灭菌导尿管, 无DEHP。

- 鲁尔接头, 带小孔且可自由旋转的固定圈, 便于缝合固定。
- 不含乳胶和DEHP。
- 两种端口类型:
 - 封闭端口带双侧孔。
 - 前端开口: 更容易疏通尿道梗阻。
- 导丝极易置入导尿管, 且不会松动。
(封闭端口可选带或不带导丝)。

独立灭菌包装, 12支/盒。



新品





产品编码 x 12 双侧开口	产品编码 x 12 前端开口	产品描述	规格尺寸
306898	-	带导丝	2,5 FG 0,8 x 110 mm
306900	306940	带导丝	3FG 1,0 x 110 mm
306902	306942	带导丝	4FG 1,3 x 140 mm
306904	-	不带导丝	3FG 1,0 x 110 mm
306908	-	不带导丝	4FG 1,3 x 140 mm

UROLENE® DOG

犬用灭菌导尿管

- 圆滑封闭端口, 带两边侧孔设计。
- 鲁尔接头。
- 不带导丝。
- 5种规格可选。

独立灭菌包装, 12支/盒。



产品编码 x 12	规格尺寸
306920	4FG 1,3 x 300 mm
306922	5FG 1,7 x 350 mm
306924	6FG 2,0 x 450 mm
306926	8FG 2,6 x 500 mm
306928	10FG x 3,3 x 600 mm

MONOFIL 可吸收缝合线


合成可吸收单丝缝线, 紫色。
成份: 聚对二氧环己酮 (PDO)。

- 用环氧乙烷灭菌。
- 可长期存放。
- 适应症: 软组织 (子宫) 和中空器官。
- 受感染或愈合缓慢的组织。
- 有效期: 3年; 开封后4个月。

产品编码	EP	USP	规格长度
340905	2	3/0	25 m
340907	3	2/0	25 m
340909	3.5	0	25 m
340911	4	1	25 m



容易操作 |



GLYCOFIL® 可吸收缝合线

合成可吸收编织缝线, 紫色。
成份: 聚乙醇酸 (PGA)。


涂层: 聚己酸内酯和硬脂酸钙

- 环氧乙烷灭菌。
- 可长期存放。
- 适应症: 高机体强度, 适合肌肉部位。
- 有效期: 3年; 开封后4个月。

产品编码	EP	USP	规格长度
340811	2	3/0	25 m
340813	3	2/0	25 m
340815	3.5	0	25 m



高机体强度 |



FILAMID 缝合线

编织, 聚酰胺涂层缝线
黑色。

环氧乙烷灭菌。

产品编码	EP	USP	规格长度
340570	2	3/0	100 m
340568	2.5	2/0	100 m
340566	3	2/0	100 m
340564	3.5	0	100 m



手术器械

我们的手术器械由不锈钢制成。
我们的生产设施自2007年以来已通过ISO 9001认证, 完全符合健康产品的控制和可追溯性要求。

■ OLSEN HEGAR持针钳

持针钳采用手术级不锈钢制成, 哑光表面处理。



产品编码	产品描述	规格长度
607028	碳化钨款	14 cm

碳化钨 |

■ MAYO HEGAR持针钳

持针钳采用手术级不锈钢制成, 哑光表面处理。




产品编码	产品描述	规格长度
607003	碳化钨款	14 cm

碳化钨 |

■ SUTUREC 手术缝合针

• 不锈钢缝合针, 弯曲, 3/8圈。


标准包装: 12个/盒。



产品编码 x 12	长度	弦 (A-B距离)	针尖类型
157745	20 mm	16 mm	圆形 ● ·
157744	30 mm	24 mm	圆形 ● ·
157742	45 mm	35 mm	圆形 ● ·
157726	20 mm	16 mm	三角形 ▼ ▲
157725	30 mm	24 mm	三角形 ▼ ▲
157723	45 mm	35 mm	三角形 ▼ ▲

缝合针选择指南

比例1: 1



三角针横截面:
用于皮肤, 肌肉, 筋膜。



圆针横截面:
用于中空器官, 血管。

■ METZENBAUM 手术剪刀

手术级不锈钢剪刀，亮光表面处理。



产品编码	产品描述	规格长度
601410	直	14 cm
601413	弯	14 cm

五年质保 |

■ MAYO STILLE 手术剪刀

手术级不锈钢剪刀，亮光表面处理。




产品编码	产品描述	规格长度
601420	直	15 cm
601423	弯	15 cm
601422	直	17 cm
601424	弯	17 cm

五年质保 |

■ MAYO SERRATED 手术剪刀

手术级不锈钢剪刀，哑光表面处理。




产品编码	产品描述	规格长度
601456	直	17 cm

五年质保 |

■ DEBAKEY 镊子

手术级不锈钢解剖钳，哑光表面处理。




产品编码	产品描述	规格长度
650580	直	15 cm

两年质保 |

■ ADSON 镊子

手术级不锈钢解剖钳，哑光表面处理。




产品编码	产品描述	规格长度
650320	不带牙	12 cm
650322	带牙	12 cm

两年质保 |

■ ADSON BROWN 镊子

手术级不锈钢解剖钳，哑光表面处理。



产品编码	产品描述	规格长度
650335	带牙	12 cm

两年质保 |

毛巾夹

手术级不锈钢镊子，哑光表面处理。用于固定毛巾和创巾。



产品编码	规格长度	两年质保
650882	9 cm	

CRILE 止血钳

手术级不锈钢止血钳，哑光表面处理，带锁定手柄。



产品编码	产品描述	规格长度	两年质保
657014	直，不带牙	14 cm	
657020	弯，不带牙	14 cm	

ROCHESTER PEAN 止血钳

手术级不锈钢止血钳，哑光表面处理，带锁定手柄。



产品编码	产品描述	规格长度	两年质保
657030	直，不带牙	18 cm	
657032	弯，不带牙	18 cm	

HALSTEAD MOSQUITO 止血钳

手术级不锈钢止血钳，哑光表面处理，带锁定手柄。



产品编码	产品描述	规格长度	两年质保
657004	直，不带牙	12 cm	
657006	弯，不带牙	12 cm	

DRAPVET 手术巾


一次性无纺布无菌手术巾。

- 一面光滑防水层。
- 一面无纺布，舒适，吸收层如布般柔软。
- 53g/m²。

独立灭菌包装：6张/盒，12张/盒，24张/盒。

产品编码	规格尺寸	包装
317178	45 x 75 cm	x 24
317180	75 x 90 cm	x 12
317182	125 x 125 cm	x 12
317184	200 x 300 cm	x 6

新品



质量上乘 |



■ SURGITEK 手术手套

人体工程学手型设计灭菌乳胶外科手套，有粉，长袖口。

- 低蛋白含量的天然乳胶可以降低致敏性。
- 良好的拉伸性> 850%。
- 290mm长可更好地保护小臂表面。
- 不同的厚度以确保强度和灵活性（手掌处0.23mm厚，手腕0.21mm厚，手指0.26mm厚）。
- 手掌处微麻面设计保证良好的器械抓握力。
- 少量可生物降解的USP级玉米淀粉（无过敏）<100mg / g。
- 人体工程学手型设计的手指和拇指。
- 卷边更容易移除手套。
- 双层包装，医用级包装。
- 伽马射线灭菌。

标准包装：50双/盒。



手术手套 | 乳胶 | 触感好 |

产品编码 x 50	规格尺寸
307700	6.5
307702	7
307704	7.5
307706	8
307708	8.5

外包装：
4盒/箱。



■ EXAMED 检查手套

一次性使用乳胶检查手套，有粉。

- 灵巧，坚韧，舒适，无菌手套。
- 天然乳胶表面光滑，低蛋白含量，降低致敏性。
- 良好的拉伸性> 650%的伸长率。
- 可吸收USP级玉米淀粉（无过敏）<120mg / g）。
- 双面浸渍以减少气孔。
- 孔隙率标准AQL 1.5（通常标准2.5）。
- 卷边。

标准包装：100个/盒。



乳胶 | 检查手套 |




产品编码 x 100	规格尺寸
307760	6/7
307761	7/8
307762	8/9
307763	9/10

外包装：
10盒/箱。



安装说明

请咨询您的兽医如何正确使用此防护圈



1、此面朝内。

2、请根据宠物的颈部周长调整至合适的尺寸。
请勿过紧安装！请以手指在宠物颈部与防护圈之间能轻松活动为基准，将松紧度调至合适。

3、使用魔术贴调整松紧时，请勿超过魔术贴可粘贴的范围。
请将此标签置于动物头部下方。

VELFAST®


新品

透明无色聚丙烯宠物防护圈，双层外边缘减震氯丁橡胶包边。


- 超快速紧固系统，带自粘魔术贴。防松脱，比普通紧固系统有更大的调节幅度。
- 加强缝合工艺。
- 宠物更舒适，更易适应穿戴（防震吸音包边设计，减少颈部压力）。
- 使用不同颜色，区分不同尺码。

标准包装：12片/盒。

柔软舒适的氯丁橡胶
内包边



吸能减震的氯丁橡胶
外包边



使用不同颜色，
区分不同尺码。


更大的可调节幅度 | 超快速紧固 |

产品编码 x 12	长度 (A-B)	颈部尺寸 (B-C) 最小 最大
306450	7.5 cm	10 13 cm
306452	10 cm	13 19 cm
306454	12.5 cm	14 22 cm
306456	15 cm	18 30 cm
306458	20 cm	22 35 cm
306460	25 cm	25 41 cm
306462	30 cm	34 53 cm
306468	套装 (2 x 7种规格)*	

*尺寸由7.5-30cm。



快速紧固系统



产品编码 x12 Transcol	产品编码 x12 Funcol	产品编码 x12 Greencol	产品编码 x12 Neocol	长度 (A-B)	颈部尺寸 (B-C) 最小 最大
306100	306200	306300	306420	7.5 cm	25 28 cm
306102	306202	306302	306422	10 cm	22 28 cm
306104	306204	306304	306424	12.5 cm	25 33 cm
306106	306206	306306	306426	15 cm	33 41 cm
306108	306208	306308	306428	20 cm	37 46 cm
306110	306210	306310	306430	25 cm	43 52 cm
306112	306212	306312	306432	30 cm	47 58 cm
-	-	306314	-	35 cm	54 70 cm
-	-	306315	-	40 cm	62 80 cm
306116	306216	306316	306438	套装 (2 x 7种规格)*	


*尺寸由7.5-30cm。

双重紧固卡扣设计, 快速紧固。

- 3-5个可调整颈部尺寸。
- 防护圈独立紧固。
- 侧面便携储存孔设计, 使您极易存放或拉出所需的宠物防护圈。
- 所有宠物防护圈所使用油墨均符合FDA标准 (无毒性)。


安装方法:

光滑面朝内, 推动卡扣插入到选定的卡槽内, 然后将卡扣推入下一个卡槽出来。用同样的方法操作顶部的卡扣带。



拆除方法:

非常简单, 完全折合图示部分, 即可轻易拉出卡扣。



宠物防护圈挂钩

本挂钩主要用于展示所有GÉNIA品牌宠物防护圈。您只需轻轻拉就可取出 选定防护圈, 无需从前面逐一取出。

产品编码	产品描述
306117	防护圈挂钩



■ TRANSCOL

彩色透明聚丙烯宠物防护圈。
快速紧固系统。

- 使用不同颜色,区分不同尺码。
- 波浪型外边缘设计。
- 表面带防刮痕设计。

标准包装: 12片/盒。



使用不同颜色,
区分不同尺码。

■ FUNCOL®

无色透聚丙烯宠物防护圈, 带彩色爪印图案设计。
快速紧固系统。

- 使用不同颜色,区分不同尺码。
- 波浪型外边缘设计。
- 表面带防刮痕设计。

标准包装: 12片/盒。



使用不同颜色,
区分不同尺码。

■ GREENCOL

无色透明聚丙烯宠物防护圈。
快速紧固系统。

- 80%可回收, 100%可循环。
- 波浪型外边缘设计。
- 表面带防刮痕设计。

标准包装: 12片/盒。



80%可回收,
100%可循环



■ NEOCOL®


新品

无色透聚丙烯宠物防护圈, 带同专业潜水服同材质吸能反光
氯丁橡胶包边。

快速紧固系统。

- 使用不同颜色,区分不同尺码。
- 舒适的氯丁橡胶包边使之能有效减轻正面冲击,且表面的反光材料更能在黑暗环境中为宠物提供更多保护。
- 表面带防刮痕设计。

标准包装: 12片/盒。



使用不同颜色,
区分不同尺码



吸能
反光

COSYPAD® 宠物垫


新品

新一代网眼宠物垫突破了传统医用防褥疮材料的局限性，使您的爱宠最大限度地降低褥疮感染的机会。COSYPAD® 宠物垫具有舒适、卫生和易清洁的特点。它是替代木板、医用垫及其他坐垫的最佳选择，它既能保护动物的健康，又能提高日常效率。宠物垫独特的网眼结构设计，使得动物总是保持干爽卫生。COSYPAD® 宠物垫能满足动物舒适性和节省专业人士时间的所有条件。

- 有效减轻肌肉和关节的压力，提供最佳舒适性并预防褥疮。
- 清洁卫生，液体通过宠物垫网眼能迅速被排空，能使动物始终保持干爽。
- 不粘附毛发。
- 宠物垫良好的通风特性能使动物的伤口更快愈合，且能更好地调节体温。
- 使用低致敏性材料，无异味、抗菌。
- 耐磨，防腐，绝缘。
- 加强的缝合工艺：边缘使用超耐磨尼龙材料包边处理，能有效防止宠物撕咬。
- 一面带有防滑面设计。
- 清洁维护方法：
 - 40°C水温加漂白片，洗衣机漂洗。
 - 通过浸泡在适当的溶液中进行消毒。
 - 不能脱水或烘干，防止损坏宠物垫。
- 带有一个悬挂孔眼设计，易于存放。
- 适用环境：
 - 住院恢复犬舍
 - 会诊台或手术台
 - 宠物手术后苏醒阶段
 - 清洁除垢（快速排液）
 - 用作抗疲劳垫（外科医生适用）

舒适，卫生
可机洗

良好的通风特性



使用坚固耐用材料

产品编码	重量	规格尺寸
327200	200 g	33 x 50 cm
327201	382 g	39 x 71 cm
327203	505 g	55 x 71 cm
327205	884 g	60 x 115 cm



客户使用反馈

大量的临床兽医实践已证实了该宠物垫的创新概念和质量上乘。

Alfort兽医学院 (法国)

- 出色的隔热，可替代猫舍木板和底垫使用。
- 能更好地抓住动物，更安全，尤其在骨科手术后。
- 更卫生，因动物不再被尿液弄脏。
- 能为犬舍提供最佳的舒适度。
- 能有效防止长期住院动物的褥疮形成。
- 用40°C温水加消毒剂就可轻松清洗。

Dr. Kristin Scott (美国)

患宠比以前更干净了，它的缓冲效果非常好，而且我们还可以折叠Cosypad宠物垫，便于更好地放置宠物头部。我们有把它弯曲、扭转、坐在上面、站上去、漂洗、晒干等，但它依然非常棒！

Dr. Jean-Paul Zendali - 佛里堡州 (瑞士)

我通常在术后康复室使用Cosypad宠物垫。因术前有输液，猫或狗通常会在苏醒阶段排尿。若把动物湿漉漉地交还给它的主人，这并不是一件令人愉快的事。但使用了COSYPAD宠物垫后，这个问题迎刃而解！清洁简易：只需用到淋浴器或直接放入洗衣机清洗即可。对在苏醒阶段的动物而言，Cosypad宠物垫是非常柔软和舒适的，目前为止未有发生损坏情况。值得推荐日常使用！

VACUUMAT®

新品

真空固定气垫

真空固定气垫。

- 由坚固的聚氨酯材料制成。
- 可透射线。
- 容易清洁。
- 有增加15%的微粒以更好地适应动物的体型。
- 真空气垫有助于在需要的位置完成固定治疗，是放射，超声，核磁共振，CT 及手术的理想选择。
- 隔热性能好。
- 高质量的安全阀，能使真空气垫保持状态超过72小时。

标准包装：独立包装带手动抽气泵。

产品编码	规格尺寸
327302	40 x 60 cm
327304	60 x 100 cm

产品编码 x 20	产品描述
327306	配套手动抽气泵



客户使用反馈

Demian医生, ULYSSES宠物诊所, CAIRNS

我们最近采购了两个Vacuumat®真空固定垫，用于我们忙碌的小动物业务。它们一直受到所有护士和兽医的青睐。它们非常适合将患宠固定在适当的位置（特别是笨拙的深胸品种宠物），且它们非常易于使用和清理。我极力推荐它们。事实上我刚刚已订了更多！

WEST PENNANT HILLS兽医院

我们使用真空固定垫帮助手术定位，特别是用于深胸犬或肿块处于尴尬角度的时候。我也曾用它为狗拍X光片，由于泡沫楔子一直滑动，在我们尝试真空固定垫之前我们无法得到我们想要的位置。垫子看起来容易清洗而且结实耐用。目前为止使用非常满意。

DRYSOFT® 吸水垫

超强吸水防漏垫，舒适柔滑。覆盖薄层高吸水性纤维聚合物凝胶 (SAP*)，

不渗漏，防滑，无纺布层。

- 5层有效改善液体渗漏情况。
- 聚合物凝胶 (SAP*) 能中和气味。
- 抗菌保护。
- 快速浸透。
- 吸水达吸收上限后不渗漏。
- 正常浸泡不会过度潮湿。


标准包装：25张/包 或 30张/包。

*SAP (聚丙烯酸钠)：聚合物能吸收比自身质量重200至300倍的水。

产品编码	规格尺寸	吸收能力	包装
327050	40 x 60 cm	800 mL	x 30
327052	60 x 60 cm	1 000 mL	x 30
327054	60 x 90 cm	1 900 mL	x 25
327056	60 x 90 cm	2 500 mL	x 25



快速浸透 | 抗菌保护 |



吸水能力测试对比

GÉNIA (批次 # 022014 已测试)			市面其他软垫	
规格尺寸	重量	可吸收容量 ¹	重量	可吸收容量 ¹
40 x 60 cm	36 g	800 ml	38 g	600 ml
60 x 60 cm	66 g	1000 ml	66 g	700 ml
60 x 90 cm	105 g	1900 ml	105 g	1100 ml
60 x 90 cm +	140 g	2500 ml	175 g	2400 ml

¹ 测试方法：均匀水流，慢慢倒入，直至软垫不再吸水。测试方法：均匀水流，慢慢倒入，直至软垫不再吸水。

FUN STRAP®

自粘弹力绷带, 带彩色图案。


- 自粘, 但不粘附在皮肤或毛皮上。
- 粘力强, 使用更舒心。
- 用手即可撕断, 无需剪刀裁剪。

标准包装: 12个/盒; 24个/盒 或27个/盒。



起始条

耐腐蚀 | 易于放置 |



产品编码	产品描述	规格尺寸	包装数量
307240	每款各8个	5 cm x 4,5 m	x 24
307241	每款各4个	7,5 cm x 4,5 m	x 12
307242	每款各4个	10 cm x 4,5 m	x 12
307243	套装: 每款和每个尺寸各3个		x 27




STRAP BAND

自粘弹力绷带。

- 自粘, 但不粘附在皮肤或头发上。
- 粘力强, 使用更舒心。
- 用手即可撕断, 无需剪刀裁剪。

标准包装: 12个/盒 或24个/盒。



耐腐蚀 | 易于放置 |

红色	绿色	蓝色	黄色	黑色	规格尺寸	包装数量
307200	307201	307202	307203	-	5 cm x 4,5 m	x 24
307206	307207	307208	307209	-	7,5 cm x 4,5 m	x 12
307212	307213	307214	307215	307216	10 cm x 4,5 m	x 12
产品编码	产品描述					
307220	套装: 共32个绷带 5 cm x 4,5 m : 2x ●●●●● 4x ●●●●● 7,5 cm x 4,5 m : 2x ●●●●● 4x ●●●●● 10 cm x 4,5 m : 2x ●●●●● 4x ●●●●●					

STRAP BAND - 苦味

紫色自粘弹力绷带, 味苦, 防止宠物咀嚼或撕咬。


- 自粘, 但不粘附在皮肤或头发上。
- 粘力强, 使用更舒心。
- 用手即可撕断, 无需剪刀裁剪。
- 绷带含有苯甲地那铵, 是一种苦味驱避剂。

此类物质同时用作苦味剂, 应用于日用品和防冻液以防止误摄入。

也应用在指甲油上防止啃咬。*

标准包装: 12个/盒 或24个/盒。

*国际毒理学杂志, vol.27,no S1,2008



味苦 |

产品编码	规格尺寸	包装数量
307230	5 cm x 4,5 m	x 24
307232	7,5 cm x 4,5 m	x 12
307234	10 cm x 4,5 m	x 12
307222	套装: 共16个苦味绷带 - 即5cm和7.5cm的各 x8个	



铝卷型夹板

铝卷型夹板，两面均有高分子泡棉。

- 易于裁切。
- 可透射线。
- 柔软，无创伤，易于按照肢体的固定需要塑型。
- 有3种宽度规格可选。


标准包装：4个/包。

新品




柔软 | 可透射线 | 无创伤 |

产品编码 x 4	宽x长
307830 ●	4,5 x 25 cm
307832 ●	5,5 x 35 cm
307834 ●	9 x 40 cm



怎样使用卷型夹板？



透气塑料夹板

凹形塑料保护条；不同尺寸颜色不同，有红色，蓝色或绿色一面配有厚泡棉保护层。


- 使用坚固材料，表面亮光处理。
- 整体无锐角，厚实的高分子保护泡棉延伸至夹板的边缘，全方位保护动物。
- 可根据动物的体型尺寸裁切调整长度。
- 沿夹板条有多个通风气孔，使空气流通并防止伤口结痂。

标准包装：单条独立包装 或 12条/包。



整体无锐角 | 使用坚固材料 |

产品编码 x 1	产品编码 x 12	长度
307801	307800	20 cm ●
307806	307805	30 cm ●
307811	307810	40 cm ●



DIGIFLASH

数字温度计

适用于小型和大型动物的数字温度计。

- 柔软测温头，长度7cm。
- 能回查最后5个测量值。
- 温度范围：32 至 43°C / 90 至110°F。

标准包装：透明塑料盒。



快速测量出读数 - 5秒 | 柔软测温头 |

产品编码	长度	探头长度
227972	15,5 cm	7 cm

外包装：
12支/盒；240支/箱。

DIGIFIX

数字温度计

适用于小型和大型动物的数字温度计。

- 硬测温头，长度7.5cm。
- 能回查最后的测量值。
- 温度范围：32 至 43°C / 90 至110°F。

标准包装：透明塑料盒。



硬测温头 |

产品编码	长度	探头长度
227978	15,5 cm	7,5 cm

外包装：
12支/盒；240支/箱。




喂药器

新品

PVC 喂药器, 柔软顶端。

- 用于给猫和小型犬服用药丸。
- 只需单手即可操作。
- 如有需要, 可加水促进吞咽。
- 无创伤软尖。

标准包装: 12个/盒



单手即可操作 | 如有需要, 加水促进吞咽 |



产品编码 x 12

227230

蜱虫移除器

新品

能安全移除动物身上的蜱虫。高效快捷!

2合1独特勺状设计使之轻易移除所有类型的蜱虫。

- TIKER®采用绿色PE环保材料制成:
- - 生物基材料, 100%可回收。
- - 包装纸板可100%循环和回收。
- 快速移除。
- 无痛感。
- 清洁卫生。
- 不残留蜱虫身体部分在皮肤上。
- 勺状设计可抓稳蜱虫并移除它。

标准包装: 24个/盒



2合1适用于所有类型蜱虫 |



产品编码 x 24

191061



新品

CANIS-MOBILE®

康复辅助轮椅


移动轮椅可以支撑部分或完全失去活动性的猫、狗的后肢。

- 焊接, 镀锌金属和铝制底盘。
- 可调节高度和长度。

适应症

- 犬后腿瘫痪或麻痹, 尤其是德语牧羊犬, 腊肠犬, 拉布拉多犬等。
- 按需求选择: 根据A,B,C的尺寸, 选择轮椅型号。

提供相应的后肢辅助带 (根据D和E的尺寸选择)。



CANIS-MOBILE®测量

- A) 前腿后面的胸围。
- B) 前腿和后腿之间的长度。
- C) 尾巴高度。

后肢辅助带测量

- D) 腹股沟周围的腹部。
- E) 腹股沟处的大腿围。

帮助选择CANIS-MOBILE®: 测量A, B和C并确定轮椅的大小 (小, 中或大)。
然后根据D和E的尺寸选择合适的后肢辅助带。



容易组装轮椅 | 容易安装护套 |

测量 后肢辅助带

产品编码 套装	后肢辅助带 规格尺寸	D 腹部周长 最小和最大	E 大腿围 最小和最大
260570	XS	30 - 33 cm	7,5 - 17 cm
260571	S	33 - 36 cm	15 - 23 cm
260574	S	33 - 36 cm	15 - 23 cm
260575	M	36 - 50 cm	22 - 32 cm
260580	L	50 - 63 cm	31 - 36 cm
260581	XL	63 - 81 cm	37 - 53 cm

测量 CANIS-MOBILE®

Canis-Mobile® 尺寸规格	A 胸部 周长	B 长度 最小和最大	C 尾部高度 最小和最大
小	41 cm 最大	16 - 26 cm	17 - 27 cm
中	66 cm 最大	25 - 35 cm	24 - 38 cm
大	90 cm 最大	35 - 50 cm	41 - 56 cm

HIND HANDY CANIS

新品


康复辅助吊带-后肢

手持吊带, 适用于轻微至严重的暂时性或永久性麻痹或瘫痪的狗和猫后腿。


- 帮助动物移动, 特别是帮助其爬上路肩和楼梯。



可整件清洗 | 舒适的氯丁橡胶 |



产品编码	尺寸规格	D 腹部周长 最小和最大	E 大腿围 最小和最大	品种
227250	XS	30 - 33 cm	7,5 - 17 cm	约克郡, 奇瓦瓦
227252	S	33 - 36 cm	15 - 23 cm	腊肠犬
227254	M	36 - 50 cm	22 - 32 cm	巴吉度猎犬
227256	L	50 - 63 cm	31 - 36 cm	金毛猎犬, 德国牧羊犬
227258	XL	63 - 81 cm	37 - 53 cm	圣伯纳德, 纽芬兰



- D) 腹股沟处的腹部周长。
- E) 腹股沟处的大腿围。

笔记

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

需要了解更多？

请即联系我们的销售人员，我们会尽快回复您。

销售经理：陈侦辉

Sales Manager: Mike Chen

Email : Mike@geniachina.com

手机/微信：189-8857-3884

总经理：史蒂芬

General Manager : Jean-Stephane Paillusson

Email: Jsp@genia.fr

您还可以通过微信支付和微信联系我们



扫码付款

微信支付



微信公众号



微信联系

génia

Parc d' Activités Le Pont Béranger - 12 rue Jean François Champollion
44680 St. Hilaire de Chaleons - France
Tél : +33 (0)2 40 03 24 17 - Fax : +33 (0)2 40 03 14 71
genia@genia.fr - www.genia.fr

知密亚

中山市知密亚兽医设备生产有限公司
中国广东省中山市南头镇南头大道中永昌路3号2卡 528427
Tel : +86 760 8973 3788 - Fax : +86 760 8973 3783
www.geniachina.com